

## ЭЛЕКТРОКАРДИСТИМУЛЯТОРЫ "БИОТРОНИК"

МПК "Электропульс" предлагает широкий спектр имплантируемых электрокардиостимуляторов производства компании "Биотроник".

Имплантируемые электрокардиостимуляторы (без электродов)			
№	Индекс	Модель	Описание изделия
1	120744	<i>Kairos S</i>	SSI, IS-1 монополярный/биполярный
2	120081	<i>Actros SR</i>	SSIR, IS-1 монополярный/биполярный
3	121731	<i>Kairos SL</i>	VDD, IS-1 монополярный/биполярный
4	120085	<i>Actros SLF</i>	VDDR, IS-1 монополярный/биполярный
5	120499	<i>Eikos SLD</i>	DDDC, IS-1, предсерд.-биполярный, желудоч.-монополярный
6	121722	<i>Kairos D</i>	DDD, IS-1 монополярный/биполярный
7	119426	<i>Logos</i>	DDD, IS-1 монополярный/биполярный
8	120083	<i>Actros DR</i>	DDDR, IS-1 монополярный/биполярный
9	122450	<i>Philos DR</i>	DDDR, IS-1 монополярный/биполярный
10	119314	<i>Inos CLS</i>	DDDR, IS-1 монополярный/биполярный