

«RF-50epi» - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	
Частота выходного синусоидального напряжения, кГц	440
Диапазон нагрузок, Ом	50 - 500
Выходная мощность, Вт	0 – 50, с шагом 0,5
Аппарат обеспечивает аварийное отключение тока РЧ:	
- при разрыве кабеля нейтрального электрода	✓
- при величине выходного тока более 1,3 А	✓
Цифровая индикация установленной выходной мощности	✓
Световая и звуковая индикация наличия энергии на выходе	✓