

«С-350 РЧ» - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы работы	
Резание с контролируемым гемостазом (5 уровней), Вт	10 - 350
Монополярная коагуляция контактная, Вт	5 - 200
Монополярная коагуляция искровая «Спрей», Вт	5 - 70
Биполярная коагуляция, Вт	5 - 80
Габаритные размеры и вес	
Высота, мм	110
Ширина, мм	320
Длина, мм	310
Вес, кг	5